

medimex Saugunterlagen classic

Technisches Datenblatt / Produktdatenblatt

REF 8M50147037

Größe: 90 x 60 cm

Saugstärke: ca. 950 ml

Medizinprodukt Risikoklasse I


Hinweis: Durch die feuchtigkeitsundurchlässige Folienunterseite wird das Risiko der Verschmutzung und Kontamination der darunter befindlichen Fläche minimiert.

Anwendungsbereich: Bettschutzauflagen, Krankenunterlagen. Zusätzlicher Schutz bei Inkontinenz, Pflegemaßnahmen und Verbandwechsel

Verpackungseinheiten: VE = 25 Stück
UK = 50 (2 x 25) Stück



Medical Device



Vertrieb medimex GmbH

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg
fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235
www.medimex.de



Torunske Zakłady Materialow
Opatrunkowych SA
ul. Zolkiewskiego 20/26
87-100 Torun
Poland

8M50147037-TD001469-1
Stand: 02-2021