

Die Masken bestehen aus drei Schichten Vliesstoff, der die Haut nicht reizt und hypoallergen ist. Sie enthalten keine Glasfasern oder Schwermetalle. Die Masken sind auch resistent gegen UV-Strahlung.

Dank der internen Filterschicht mit einem Mindestfiltrationsgrad von $BFE \geq 98\%$ von biologischen Aerosolen schützen sie vor durch Tröpfchen übertragenen Infektionen. Die Masken zeichnen sich durch eine hohe Luftdurchlässigkeit aus und haben einen speziellen Nasenmodelliereinsatz (Nasenbügel). Weiche und flexible Ohrbügel ermöglichen die Befestigung der Maske auf dem Gesicht, und das empfindliche Vlies, aus dem sie hergestellt sind, reizt nicht und verursacht keinen Druck. Die Masken erfüllen die Anforderungen der Norm EN 14683: 2019 für Typ II.

Anwendung:

- das Operationsfeld vor einer Kontamination mit abgeschilfter Epidermis und Haaren zu schützen
- die Übertragung von Infektionserregern vom Personal, das die Maske trägt, auf das Operationsfeld während medizinischer Eingriffe zu reduzieren
- den Austritt von Krankheitserregern aus Nase und Mund bei einem asymptomatischen Träger oder einem Patienten mit klinischen Symptomen zu verhindern

Typen:


- mit elastischen Bändern
- unsteril
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- verpackt in Karton je 50 Stk.
- unsteril Größe M und L, in Karton je 30 Stk.



Preparing for use / Vorbereitung zur Verwendung / Подготовка к применению / Przygotowanie do użycia



Vorbereitung zur Verwendung



>>