



LATEX-FINGERLINGE

▪ **premium** ▪

Nicht steriles Einmal-Produkt
mit Rollrand und glatter Oberfläche

LATEX COTS

▪ **premium** ▪

Non-sterile disposable product
with rolled edges and smooth surface

Verwendungszweck <i>purpose of use</i>	· Zur Abdeckung einzelner Finger zur Verabreichung von Zäpfchen, Auftragen von Cremes und einfachen Untersuchungen	· to cover single fingers for the application of suppositories, to apply creams and for simple examinations
Verwendungsbereich <i>application area</i>	· Untersuchungs-, Pflege-, Hygiene-, Labor- und Industriebereiche	· examination + care + hygienic + laboratory + industry sectors
Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung & mitgeltende Normen & Zertifikate <i>Directives + classification/categorization & applied standards & certificates</i>	· CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt · Unbedenklichkeitserklärung für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln	· CE acc. to MDD – Directive 93/42/ECC + 2007/47/EC – Class 1 product · Declaration of Conformity for short contact with food
Mitgeltende Qualitätssicherung <i>applied quality assurance</i>	· ISO EN 9001:2008	· ISO EN 9001:2008
Gebrauchshinweise <i>directions of use</i>	· Gebrauchsanweisung nicht erforderlich, da eine produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist · Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich · Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten! · Der Anwender ist gehalten die Arteikeilgung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen!	· instructions for use are not necessary, because a correct professional usage of the product is self-explanatory · harmless, if used properly by qualified persons · only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage! · the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility!
Verwendungseinschränkungen <i>restrictions of use</i>	· Naturalatex kann allergische Reaktionen verursachen! · Nur für minimale Risiken geeignet! · Nicht für Tätigkeiten mit gefährlichen, scharfkantigen oder aggressiven Stoffen!	· natural latex may cause allergic reactions! · For minimal risks only! · not for activities with hazardous, sharp or aggressive substances!
Allgemeine Sicherheitshinweise <i>general safety notes</i>	· Nicht in der Nähe starker Hitze und offener Flammen verwenden!	· Do not use near strong heat or open fire!
Material <i>material</i>	· hochwertiges Naturalatex · Colloidal Sulphur (Vulcanizer) : 0,80 % · Accel TP (Accelerator 1) : 0,19 % · Perkacit ZDEC (Accelerator 2) : 0,30 % · Active Zinc Oxide (Activator) : 0,60 % · Demol-N (Dispersant) : 0,30 % · Wingstay-L or Lowinox CPL (Anti-oxidant): 0,30% · Ammonia Water or TA-20 (Stabilizer) : 0,37 % · Titanium Whiter (Pigment): 0,65 %	· high quality natural latex · Colloidal Sulphur (Vulcanizer) : 0.80 % · Accel TP (Accelerator 1) : 0.19 % · Perkacit ZDEC (Accelerator 2) : 0.30 % · Active Zinc Oxide (Activator) : 0.60 % · Demol-N (Dispersant) : 0.30 % · Wingstay-L or Lowinox CPL (Anti-oxidant): 0.30% · Ammonia Water or TA-20 (Stabilizer) : 0.37 % · Titanium Whiter (Pigment) : 0.65 %
Materialbeschaffenheit <i>material characteristics</i>	· puderfrei, stabil, dehnbar	· powder-free, solid, expandable
Materialstärke <i>material thickness</i>	· ≈ 0,11 mm (± 15 %)	· ≈ 0.11 mm (± 15 %)
Materialgewicht <i>material weight</i>	· Größe S ≈ 0,38 g/St. (+/- 0,03 g) · Größe M ≈ 0,44 g/St. (+/- 0,03 g) · Größe L ≈ 0,48 g/St. (+/- 0,03 g) · Größe XL ≈ 0,52 g/St. (+/- 0,03 g)	· Size S ≈ 0.38 g/St. (+/- 0.03 g) · Size M ≈ 0.44 g/St. (+/- 0.03 g) · Size L ≈ 0.48 g/St. (+/- 0.03 g) · Size XL ≈ 0.52 g/St. (+/- 0.03 g)

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

* care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany



Wilfried Rosbach GmbH

WIROS - Produktdatenblatt product data sheet



Bruchdehnung <i>elongation</i>	· vor Alterung: > 650 % · nach Alterung: > 600 %	· before aging: > 650 % · after aging: > 600 %
Reißfestigkeit <i>tensile strength</i>	· vor Alterung: > 24 MPa · nach Alterung: > 20 MPa	· before aging: > 24 MPa · after aging: > 20 MPa
Allergiehinweis <i>allergy information</i>	· enthält Naturlatex · silikonfrei, thiuramfrei	· contains natural latex · silicone-free, thiuram-free
Kennzeichnung <i>marking</i>	· individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum zwecks Rückverfolgbarkeit	· individual lot no. with production date for traceability
Lagerung <i>storage</i>	· vor starker Hitze, z.B. Heizung, Sonnenein- strahlung, Frost, Feuchtigkeit, Ozon und ultraviolettem Licht schützen	· store away from heat, for example heater, sunlight, frost, humidity, ozone and ultra- violet light
Mindesthaltbarkeit <i>minimum shelf-life</i>	· 3 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung	· 3 years from production date if stored correctly
Ursprungsland <i>country of origin</i>	· Vietnam	· Vietnam

Unterverpackung <i>subpackaging</i>		100 St. / Polybeutel - 15.000 St. / Karton	100 pcs. / polybag - 15.000 St. / carton
Versandereinheit (1 Karton) <i>shipping unit (1 carton)</i>		30.000 St. / Karton (2 x 15.000 St.)	30.000 pcs. / carton (2 x 15.000 pcs.)
Größe <i>size</i>	B (± 3 mm) x L (± 10 mm) - flach gelegt - W (± 3 mm) x L (± 10mm) - flat width	Naturweiß <i>natural white</i>	
M / 3	≈ 27 x 70 mm	REF 40 35 9302	
L / 4	≈ 29 x 70 mm	REF 40 35 9303	
XL / 5	≈ 33 x 70 mm	REF 40 35 9304	

Unterverpackung <i>subpackaging</i>		100 St. / Polybeutel	100 pcs. / polybag
Versandereinheit (1 Karton) <i>shipping unit (1 carton)</i>		15.000 St. / Karton (150 x 100 St.)	15.000 St. / carton (150 x 15.000 pcs.)
Größe <i>size</i>	B (± 3 mm) x L (± 10 mm) - flach gelegt - W (± 3 mm) x L (± 10mm) - flat width	Naturweiß <i>natural white</i>	
S / 2	≈ 24 x 70 mm	REF 40 35 9401	
M / 3	≈ 27 x 70 mm	REF 40 35 9402	
L / 4	≈ 29 x 70 mm	REF 40 35 9403	
XL / 5	≈ 33 x 70 mm	REF 40 35 9404	

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

* care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany