

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH



**VINYL HANDSCHUHE**

▪ **premium plus** ▪

Beidhändig tragbares,  
nicht steriles Einmal-Produkt  
mit Rollrand und samtartiger Oberfläche

**VINYL GLOVES**

▪ **premium plus** ▪

Non-sterile disposable product  
with an ambidextrous design,  
rolled edges and a velvety surface

<b>Verwendungszweck &amp; -bereich</b> <i>purpose &amp; application area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Abdeckung der Hände</li> <li>· Untersuchungs-, Pflege-, Hygiene-, Labor- und Industriebereiche</li> <li>· Auch für HACCP-Zwecke geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· for covering hands</li> <li>· examination + care + hygienic + laboratory + industry sectors</li> <li>· also suitable for HACCP purposes</li> </ul>
<b>Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung &amp; mitgeltende Normen &amp; Zertifikate</b> <i>Directives + classification/categorization &amp; applied standards &amp; certificates</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt</li> <li>· CE gemäß PSA – Richtlinie 89/686/EWG – Kat. 1 Produkt</li> <li>· EN 420:2003 + A1:2009</li> <li>· EN 374-1/2:2003</li> <li>· EN 455-1/2/4 (AQL 1.5)</li> <li>· Unbedenklichkeitserklärung für den kurzfristigen Kontakt mit nicht fetten Lebensmitteln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· CE acc. to MDD – Directive 93/42/ECC + 2007/47/EC – Class 1 product</li> <li>· CE acc. to PPE – Directive 89/686/EEC – Cat. 1 product</li> <li>· EN 420:2003 + A1:2009</li> <li>· EN 374-1/2:2003</li> <li>· EN 455-1/2/4 (AQL 1.5)</li> <li>· Declaration of Conformity for short contact with non fatty food</li> </ul>
<b>Mitgeltende Qualitätssicherung</b> <i>applied quality assurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· EN 9001:2008</li> <li>· EN 13485:2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· EN 9001:2008</li> <li>· EN 13485:2007</li> </ul>
<b>Gebrauchshinweise</b> <i>directions of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Gebrauchsanweisung nicht erforderlich, da eine produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist</li> <li>· Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich</li> <li>· Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten!</li> <li>· Der Anwender ist gehalten die Artikeleignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· instructions for use are not necessary, because a correct professional usage of the product is self-explanatory</li> <li>· harmless, if used properly by qualified persons</li> <li>· only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage!</li> <li>· the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility!</li> </ul>
<b>Verwendungseinschränkungen</b> <i>restrictions of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nicht für Tätigkeiten mit gefährlichen, scharfkantigen oder aggressiven Stoffen!</li> <li>· Nicht für den Kontakt mit fetten Lebensmitteln geeignet!</li> <li>· Die Anwendung bei Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen wird nicht empfohlen!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· not for activities with hazardous, sharp or aggressive substances!</li> <li>· not suitable for contact with fatty food!</li> <li>· the application to children, pregnant or breastfeeding women is not recommended!</li> </ul>
<b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b> <i>general safety notes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nicht in der Nähe starker Hitze und offener Flammen verwenden!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Do not use near strong heat or open fire!</li> </ul>
<b>Material</b> <i>material</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· hochwertiges Polyvinylchlorid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· high quality polyvinyl chloride</li> </ul>
<b>Materialbeschaffenheit</b> <i>material characteristics</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· stabil, dehnbar, glatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· solid, expandable, smooth</li> </ul>
<b>Materialstärke</b> <i>material thickness</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Finger: ≈ 0,08 mm (± 0,01 mm)</li> <li>· Handfläche: ≈ 0,07 mm (± 0,01 mm)</li> <li>· Schaft: ≈ 0,04 mm (± 0,01 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· finger ≈ 0.08 mm (± 0.01 mm)</li> <li>· palm: ≈ 0.07 mm (± 0.01 mm)</li> <li>· cuff: ≈ 0.04 mm (± 0.01 mm)</li> </ul>
<b>Materialgewicht</b> <i>material weight</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Größe M ≈ 5.5 g/St. (± 0,5 g)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Size M ≈ 5.5 g/pc. (± 0.5 g)</li> </ul>

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances  
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.  
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH

<b>Bruchdehnung</b> <i>elongation</i>	· 350 % min.	· 350 % min.
<b>Reißfestigkeit</b> <i>tensile strength</i>	· 3.6 N min.	· 3.6 N min.
<b>Allergiehinweis</b> <i>allergy information</i>	· silikonfrei, latexfrei, thiuramfrei, glutenfrei · enthält DINP (Weichmacher)	· free from silicon + latex + thiuram + gluten · contains DINP (plasticiser)
<b>Kennzeichnung</b> <i>marking</i>	· individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum zwecks Rückverfolgbarkeit	· individual lot no. with production date for traceability
<b>Lagerung</b> <i>storage</i>	· vor starker Hitze, Sonneneinstrahlung, Frost und Feuchtigkeit schützen	· store away from heat, light, frost and hu- midity
<b>Mindesthaltbarkeit</b> <i>minimum shelf-life</i>	· 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung · Produktionsdatum z. B.: ·  /LOT: 0715/...= Juli 2015	· 5 years from production date if stored correctly · production date e.g.  /LOT: 0715/...= July 2015

<b>Unterverpackung</b> <i>subpackaging</i>	100 St. / Spenderbox	100 pcs. / dispenser box
<b>Versandeinheit (1 Karton)</b> <i>shipping unit (1 carton)</i>	1.000 St. / Karton (10 x 100 St.)	1.000 pcs. / carton (10 x 100 pcs.)

	<b>LEICHT GEPUDERT</b> <b>SLIGHTLY POWDERED</b>	Puder: absorbierbare Maisstärke nach USP powder: absorbable maize starch acc. to USP	
Größe <i>size</i>	B x L (± 5 mm) <i>W x L (± 5 mm)</i>	Blau <b>blue</b>	Semi-transparent weiß <b>semi-transparent white</b>
S	≈ 80 x 240 mm	REF 40 40 0621	REF 40 40 0651
M	≈ 95 x 240 mm	REF 40 40 0622	REF 40 40 0652
L	≈ 110 x 240 mm	REF 40 40 0623	REF 40 40 0653
XL	≈ 115 x 240 mm	REF 40 40 0624	REF 40 40 0654

	<b>PUDERFREI</b> <b>POWDER-FREE</b>		
Größe <i>size</i>	B x L (± 5 mm) <i>W x L (± 5 mm)</i>	Blau <b>blue</b>	Semi-transparent weiß <b>semi-transparent white</b>
S	≈ 80 x 240 mm	-----	REF 40 40 1651
M	≈ 95 x 240 mm	-----	REF 40 40 1652
L	≈ 110 x 240 mm	-----	REF 40 40 1653
XL	≈ 115 x 240 mm	-----	REF 40 40 1654

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances  
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.  
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

\* care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany